

Füße und Zubehör



Bauen Sie Ihre nächste Prothese auf der dynamischen E2-Plattform von USMC! Um den individuellen Bedürfnissen Ihres Patienten zu entsprechen, bieten wir Ihnen eine interessante Auswahl von prothetischen Kombinationen mit unserem außerordentlich funktionellen E2-Fuß an. Für alle Patienten bis hinauf zu K3 haben wir das richtige System für eingebaute Knöchelbewegung, Stoß- und Drehmoment-Absorption. Es bietet eine aktive Reaktion vergleichbar einer nachgebenden Fuß-Schienbein-Einheit, bietet aber all die Vielseitigkeit der Verstellmöglichkeiten der einzelnen Module.

Die Längsachse mit konstantem Radius erleichtert ein geschmeidiges Gehen ohne Totpunkt, vom ersten Kontakt bis zum Abrollen über die Zehen. Der E2 - ein Mittelweg, zwischen Anforderungen und Funktion.

Neu:

Längsachse mit konstantem Radius

FÜR EIN NATÜRLICHERES, GESCHMEIDIGES GEHEN

Unsere einmalige Kohlefaserverbund-Feder, eingegossen in den Fuß, ermöglicht durch ihren konstanten Radius sowie einen elastischen Puffer eine aufregend neue Fußdynamik. Diese kombinierten Merkmale eliminieren wirkungsvoll den „Totpunkt“, den viele Füße beim Übergang vom ersten Kontakt zum Abrollen über die Zehen haben. Das Resultat ist ein außerordentlich geschmeidiger Ablauf während des gesamten Gehvorgangs.

Erhältlich in 10mm Fersenhöhe, Gewichtsgrenze 114 kg

Erhältlich von 23 bis 30 cm



Federstärke	Patientengewicht in kg	Seite	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
extra weich	35 - 45	links rechts	P35618 P35619	P35628 P35629	- -	- -	- -	- -	- -	- -
weich	45 - 60	links rechts	P35610 P35611	P35620 P35621	P35630 P35631	P35640 P35641	P35650 P35651	P35660 P35661	P35670 P35671	P35680 P35681
normal	60 - 75	links rechts	P35612 P35613	P35622 P35623	P35632 P35633	P35642 P35643	P35652 P35653	P35662 P35663	P35672 P35673	P35682 P35683
fest	75 - 90	links rechts	P35614 P35615	P35624 P35625	P35634 P35635	P35644 P35645	P35654 P35655	P35664 P35665	P35674 P35675	P35684 P35685
extra fest	90 - 105	links rechts	P35616 P35617	P35626 P35627	P35636 P35637	P35646 P35647	P35656 P35657	P35666 P35667	P35676 P35677	P35686 P35687
hochfest	105 - 120	links rechts	- -	- -	P35638 P35639	P35648 P35649	P35658 P35659	P35668 P35669	P35678 P35679	P35688 P35689

Flacher SACH-Fuß für Herren

Absatzhöhe: 10 und 19mm
Gewichtsgrenze: 100 kg
Fersenauftritt: drei Härtegrade



Festig- keit der Ferse	Seite	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
weich	links rechts	P01-9LO-506S P01-9RO-506S	P01-9LO-507S P01-9RO-507S	P01-9LO-508S P01-9RO-508S	P01-9LO-509S P01-9RO-509S	P01-9LO-510S P01-9RO-510S	P01-9LO-511S P01-9RO-511S	P01-9LO-512S P01-9RO-512S	P01-9LO-513S P01-9RO-513S
mittel	links rechts	P01-9LO-506M P01-9RO-506M	P01-9LO-507M P01-9RO-507M	P01-9LO-508M P01-9RO-508M	P01-9LO-509M P01-9RO-509M	P01-9LO-510M P01-9RO-510M	P01-9LO-511M P01-9RO-511M	P01-9LO-512M P01-9RO-512M	P01-9LO-513M P01-9RO-513M
fest	links rechts	P01-9LO-506F P01-9RO-506F	P01-9LO-507F P01-9RO-507F	P01-9LO-508F P01-9RO-508F	P01-9LO-509F P01-9RO-509F	P01-9LO-510F P01-9RO-510F	P01-9LO-511F P01-9RO-511F	P01-9LO-512F P01-9RO-512F	P01-9LO-513F P01-9RO-513F

Schaum-Fußverbindung

Stabiles Polyäthylen, 25mm stark
passend zu endoskeletalen Modulsystem
Ermöglicht eine flexible Verbindung zwischen Fuß und Kosmetik
Leicht zu formen



21406 Schaum-Fußverbindung

Prothesenmodule für untere Extremitäten



Stützadapter tatsächliches
Gewicht

Rohrdurchmesser 30mm

15037M	Aluminium, 0° Winkel	165g
15038M	Aluminium, 10° Winkel	165g

beinhaltet:

250313	Abdeckplatte
41301	M6 - 1,0 x 10mm SHCS (vier Stück)

Für Kinderpyramide, Rohrdurchmesser 22mm

13037	Aluminium, 0° Winkel	91g
13038	Aluminium, 10° Winkel	91g

Für Standard-Pyramide, Rohrdurchmesser 22mm

13037	Aluminium, 0° Winkel	113g
13056	Aluminium, 10° Winkel	112g

Gewichtsgrenzen	Standard	136kg
	klein	50kg



Montierte Stützadapter

15035M	Sach-Fuß	242g
15042M	Vier-Loch	169g
15047M	Für Rohrklemme	154g
15048M	Für Hüfte	226g

Gewichtsgrenze 136kg

Unterschenkel-Kohlefaser-Federsystem, normal



KOMPLETTES SYSTEM MIT FEDER

P28700	weich
P28701	mittel
P28702	fest
P28703	extra fest

SYSTEM BEINHALTET:

15037M	Stützadapter 0° Winkel (2)
15100M	SACH Fußadapter Titan (1)
Kohlefaser-Feder 12 Zoll (1)	
25160	extra weich 25160
25161	weich
25163	mittel
25165	fest
25167	extra fest

Dazu wird benötigt:

T28800	Bohrhalterung, normal
--------	-----------------------

Gewichtsgrenze 136 kg

Unterschenkel-Kohlefaser-Federsystem, klein

KOMPLETTES SYSTEM MIT FEDER

P28726	extra weich
P28720	weich
P28721	mittel
P28722	fest
P28723	extra fest

SYSTEM BEINHALTET:


13055	Stützadapter 0° Winkel (2)
15100	SACH Fußadapter Titan (1)
Kohlefaser-Feder 12 Zoll (1)	
231300	extra weich
23131	weich
23133	mittel
23135	fest
23137	extra fest

Dazu wird benötigt:

T28801	Bohrhalterung, klein
--------	----------------------

Gewichtsgrenze 50kg

Feder aus Karbonlegierung



NORMAL 12 ZOLL		Gewicht
25160	extra weich	170g
25161	weich	170g
25163	mittel	170g
25165	fest	170g
25167	extra fest	170g

KLEIN 12 ZOLL		
23130	extra weich	114g
23131	weich	114g
23133	mittel	114g
23135	fest	114g
23137	extra fest	114g

NORMAL 14 ZOLL		
25180	extra weich	158g
25181	weich	158g
25183	mittel	158g
25185	fest	158g
25187	extra fest	158g

Gewichtsgrenzen	normal	136kg
	klein	50kg